


IP 1000 V

Technische Daten Technical Data



Lebensdauer der Septen: Lifetime of the septa:	garantiert 500 Punktionen bei Verwendung der zugelassenen Kanülen guaranteed 500 punctures using the authorised cannulas
Anwendungen: Application in:	Spastiktherapie, Schmerztherapie Spasticity therapy, pain therapy
Durchmesser Auffüllseptum: Diameter refill septum:	8 mm
Durchmesser Bolusseptum: Diameter bolus septum:	6 mm
Gesamtdurchmesser der Pumpe: Complete diameter of the pump:	57 mm
Gewicht: Weight:	~85 g

Bestellnummern unserer Standardpumpen Purchase order numbers of our standard pumps

Volumen des Reservoirs: Reservoir volume:	10 ml	12 ml	15 ml
Gesamthöhe: Total height:	20 mm	21 mm	24 mm
Flussrate pro 24 h: Flow rate per 24 h:	0,25 ml	205 V 025 010 oWA	205 V 025 015 oWA
	0,5 ml		205 V 050 015 oWA
	0,8 ml		205 V 080 015 oWA

Für andere Größen und Flussraten kontaktieren Sie bitte:
For other sizes and flowrates please contact:

tricumed

tricumed Medizintechnik GmbH
Röntgenstraße 7 a
24143 Kiel
tel: +49 431 70990-0
fax: +49 431 70990-99
www.tricumed.de
info@tricumed.de

Nähere Informationen erfragen Sie bitte beim Hersteller.
Please contact the manufacturer for more detailed information.

Änderungen vorbehalten / alle Rechte vorbehalten
changes reserved / all rights reserved

205D0000500de Revision D 05/2017

tricumed



IP 1000 V

Kleinste implantierbare Infusionspumpe zur
intrathekalen Medikamentenapplikation

Smallest implantable infusion pump for intrathecal
drug application

weiter denken.
keep thinking ahead.

Kleinste implantierbare Infusionspumpe zur intrathekalen Medikamentenapplikation

Verlässlichkeit

- 20 Jahre Lebensdauer*
- kontinuierlicher Medikamentenfluss

Komfort

- geringes Gewicht
- Variantenvielfalt
- Anatomie-angepasstes Pumpendesign
- fest vorgegebene Wiederbefüllzyklen

Therapie

- intrathekale Spastikbehandlung mit Baclofen (Leoresal intrathecal) bei Kindern
- intrathekale Behandlung chronischer Schmerzen mit Morphin

Sicherheit

- radiopakes Bolusseptum



* bei 25 Punctionen pro Jahr



Die kleine IP 1000V ist insbesondere für Kinder und kachektische Patienten gut geeignet.

The small-sized IP1000V is particularly suitable for children and cachectic patients.

Reliability

- 20 years life time*
- true continuous drug flow

Comfort

- light weight
- variety of volumes and flow rates
- ergonomically designed
- reliable recurring refill cycles

Therapy

- intrathecal spasticity treatment with Baclofen (Lioresal intrathecal)
- intrathecal morphine application[®] for long term pain management

Safety

- radiopaque bolus port

* at 25 punctures a year

Smallest intrathecal drug pump for intrathecal drug application